



LA RADIOLOGIE

Consommables, accessoires
et équipements médicaux



MEDICAL SYSTEM



TEL : 03 87 85 71 04

Depuis 1989, **MEDICAL SYSTEM** est au service de ses clients sur le **GRAND EST**. Spécialisée dans la vente et la maintenance d'équipements de radiologie, **MEDICAL SYSTEM** est fière de vous présenter son nouveau catalogue **RADIOLOGIE**.

Vous y trouverez notre gamme complète mais non exhaustive de consommables, accessoires et équipements pour votre cabinet/ clinique.

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes informations complémentaires ou devis personnalisé.

MEDICAL SYSTEM :

- Un partenaire à votre écoute
- Un choix de matériel adapté vos besoins
- Une équipe de techniciens intégrés
- Certifié ISO 9002 par Bureau Veritas

S O M M A I R E

Introduction sur l'entreprise.....	p.2
Hygiène.....	p.3
Gel eco & protection	p.4
Mobiliers.....	p.5-7
Accessoires radio.....	p.8
Protection rayons anti-x.....	p.9
Consommables radio.....	p.10
Films radio.....	p.11

GEL HYDROALCOOLIQUE POUR LES MAINS

ANYOSGEL 85 NPC

Gel pour traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction.

- A. Flaçon de 30 ml.
- B. Flaçon de 75 ml.
- C. Flaçon de 100 ml.
- D. Flaçon de 300 ml.
- E. Flaçon de 500 ml.
- F. Flaçon de 1 litre.
- G. Flaçon de 1 litre Airless 33ml.



LINGETTES IMPRÉGNÉES NETTOYANTES ET DÉSINFECTANTES POUR INSTRUMENTATION

LINGET'ANIOS

- Pour le traitement des surfaces, des structures externes et des dispositifs médicaux entre deux patients.
- Agréablement parfumées.
- Grand modèle 120 x 190 mm.

- A. La boîte de 120 lingettes
- B. Le sachet de 120 lingettes.
- C. Les 3 sachets de 120 lingettes.
- D. Les 6 sachets de 120 lingettes.



NETTOYANT, DÉSINFECTANT DE SOLS/MURS

ANIOSURF ND PREMIUM

• Pour les sols, les murs, le matériel médical et les dispositifs médicaux non invasifs.

- A. Le flaçon doseur d 1 litre. Parfum agrumes.
- B. Flaçon doseur de 1 litre. Parfum fraîcheur.
- C. Le bidon de 5 litres. Parfum agrumes
- D. Le bidon de 5 litres avec pompe de 20 ml.



NOUVEAUTÉ

DÉTERGENT DÉSINFECTANT DE SURFACE SANS ALCOOL

BACOBAN DL

- Efficacité anti-microbienne longue durée pour les surfaces, les matériels et dispositifs médicaux.
- Sans alcool, compatible avec tous types de surfaces et matériels.

- A. Le flaçon de 500 ml.
- B. Le sachet de 50 lingettes.



NETTOYANT & PRÉ-DÉSINFECTANT POUR L'INSTRUMENTATION

ANIOSYME DD1

- Pour l'instrumentation médico-chirurgicale, des dispositifs médicaux et du matériel endoscopique.
- Nettoyage à bacs à ultrasons et/ou instrubacs.
- Ramassage de l'instrumentation souillée. S'utilise dilué à 0,5 %.

Renouvellement du bain de trempage après chaque usage.

- A. Bidon de 1 litre avec doseur de 25 ml.
- B. Bidon de 5 litres avec pompe doseuse.



SAVON DOUX HAUTE FRÉQUENCE

ANIOSAFE

- Lavage simple des mains et toilette générale en milieu hospitalier.
- Sans paraben.

- A) Le flaçon de 250 ml.
- B) Le flaçon de 500 ml avec pompe doseuse.
- C) Le flaçon de 1 litre avec pompe doseuse.
- D) Le flaçon de 1 litre Airless (pour distributeur).
- E) Le bidon de 5 litres.



BAC DE TREMPAGE DE DÉSINFECTION POUR LA DÉSINFECTION

INSTRUBAC

• Pour le ramassage, la pré-désinfection, la désinfection de l'instrumentalisation souillée.

Avec couvercle et panier.

- A. Bac de 2 litres.
- B. Bac de 5 litres.



MOUSSE DÉTERGENTE DÉSINFECTANTE SURFACES HAUTES

ANYOS SURFA'SAFE PREMIUM

- Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces, des structures externes, des équipements et des dispositifs médicaux non immergables et non invasifs.



GEL ECO & PROTECTION

GANTS D'EXAMEN VINYLE

HEXAGANTS

- En polychlorure de vinyle non stérile: Non poudrés ou poudrés.
- Ambidextres. La boîte de 100.
- Existe en taille : S, M, L et XL

Taille S. Non poudrés et poudrés.
Taille M. Non poudrés et poudrés.
Taille L. Non poudrés et poudrés.
Taille XL. Non poudrés et poudrés.



GANTS D'EXAMEN VINYLE

HEXAGANTS

- En latex naturel non stériles. Poudrés ou non poudrés.
- Ambidextres. La boîte de 100.
- Existe en taille : S, M, L et XL

Taille S. Poudrés et non poudrés.
Taille M. Poudrés et non poudrés.
Taille L. Poudrés et non poudrés.
Taille XL. Poudrés et non poudrés.



DRAP D'EXAMEN

HEXA

- Pure ouate de cellulose gaufrée collée.
- 2 plis. Grammage 2 x 18 g/m².
- 135 formats 50 x 35 cm.
- Emballage individuel.
- Le carton de 9 rouleaux.
- Fabrication française



DÉSODORISANT D'ATMOSPHÈRE

SICO

- Neutralise toutes les odeurs en procurant une sensation de confort et de fraîcheur (sans retombées).
- Plusieurs senteurs disponibles : Mandarine, Fleurs des champs, Pamplemousse, Pêche, Fleurs blanches.



GEL DE TRANSMISSION

PARKER AQUASONIC

- A) En flacon de 250 ml.
B) En bidon de 5 litres.



GEL DE TRANSMISSION

ECOGEL

- A) Le flacon de 260 ml.
B) Bleuté. Le bidon de 5 litres.



SONDES

- Large gamme de protection pour sondes.

PROTECTION NON STÉRILES TYPE PRÉSERVATIFS, LATEX OU POLYSOPHÈNE

- Protections pour sondes d'échographie endocavitaires. Solution économique en latex.
- Le polyisoprène, latex de synthèse, élimine les risques d'allergies tout en conservant l'élasticité et la solidité du latex.

PROTECTION STÉRILES POUR SONDE ENDOCAVITAIRE, OU SONDES SUPERFICIELLES

- Protections en latex résistantes, présentées roulées ou en emballage unitaire. Idéales pour les gestes invasifs.
- Protections en polyéthylène souple offrant un excellent rapport qualité/prix pour des procédures stériles.

Tailles/formats sur demande.



TABOURET

PROMOTAL OU CARINA

- Piètement aluminium ou plastique 5 branches.
- Diam. de l'assise : 40 cm et dim. du piètement : 50 cm.
- Hauteur réglable, par système à gaz, de : 48 à 67 cm.
- Roulettes double galet diam. : 5 cm.
- Poids max. : 135 kg.
- Fabrication française.



PORTE-SÉRUM

- En acier ou inox.
- Piètement plastique ou inox.
- 2 ou 4 crochets plastique.
- Poids max. par crochet : 2 kg.
- Tube inox 18/10.
- Hauteur maximale : 210 cm.
- Plateau inox carré. (Non présenté.)
- Panier porte-sérum. (Non présenté.)



GUÉRIDON INOX

- Conçu en acier inoxydable.
- Ergonomie d'usage.
- 2 ou 3 plateaux / plats ou emboutis*
- Structure à angle droit.
- 600 x 400 mm .
- Différents modèles possibles.



GUÉRIDON À PANSEMENTS EN INOX

- Bâti et plateaux en acier inox 18/10, entièrement soudés sous argon.
- Plateaux insonorisés.
- Tiroir inox sur glissières à galets.
- Hauteur : 1100 mm.
- Avec galeries et pare-chocs.
- 4 roues diam. 100 mm.
- Fabrication française.

Dim. : L. 600 x l. 400 mm.



GUÉRIDONS DE SOINS

RÉSINE 400 X 400 OU 600 X 400 MM

PRACTICIMA

- Conçus pour répondre aux différentes contraintes du milieu médical.
- Modulables, ergonomiques et esthétiques.
- Structure en aluminium anodisé.
- Facilement désinfectables et décontaminables.
- 4 roues diam. 10 cm dont 1 à frein (bandage non tachant).
- Coloris des poignées : bleu pop, vert pomme ou fuchsia.
- En option : tablette latérale, kit galerie 3 côtés.



ASSISTANT PIVOTANT

PROMOTAL

- Structure stratifiée avec chant PVC antichoc arrondi, blanc.
- Réglable en hauteur de 760 à 850 mm.
- Pivotant pour 1 accès des 4 côtés.
- Dim. : L. 550 x l. 550 mm, galeries sur 4 côtés.
- 2 tablettes arrière avec galeries, 6 tiroirs.
- Piètement stable,
- 5 roues diam. : 80 mm.
- Fabrication française.



DIVAN D'EXAMEN ELECTRIQUE

CARDIOLOGIE/ OVALIA V2

CARINA



- Sellerie plate, revêtement lavable non feu M1.
- Différents coloris au choix : classique en standard ou Urban en option.
- Châssis composé de 2 colonnes télescopiques.
- Réglage de la tête en toutes positions par 2 vérins à gaz.
- Télécommande manuelle multi-fonctions.
- Position déclive / proclive en standard.
- Porte-rouleau pour drap d'examen côté tête.
- 4 roulettes double galets diam. : 12,5 cm à freins.
- Dim. : L. 200 x l. 70.
- H. réglable de 49 à 89 cm.
- *En option :*
tête électrique, paire d'étriers, paire d'étaux, paire de repose-jambes avec revêtement polyuréthane noir, housse de protection repose-jambes.
- Poids max. : 200 kg.

AUTRES POSSIBILITÉS DE DIVAN

DIVAN DE CARDIOLOGIE
OVALIA V2



DIVAN MIXTE
OVALIA V2

DIVAN DE GYNÉCOLOGIE
FÉMINA V2



DIVAN D'EXAMEN ELECTRIQUE

EMOTION

PROMOTAL **NOUVEAUTÉ**



- Elévation, dossier et repose-jambes électriques.
- 2 positions Quick Exam paramétrables.
- Mise en position d'accueil en 1 impulsion.
- Mise en position fauteuil et divan en 1 impulsion.
- Roulettes activables électriquement.
- Panneau de contrôle multifonction et positionnable à gauche ou à droite.
- Fixation sans étau des étriers et lampes.
- Porte-rouleau intégré au dossier.
- Dim. : L. 200 x l. 70 x H. réglable, par pédale, de 45 à 96 cm.
- Poids max. : 205 kg.

CABINET MEDICAL

ECOMAX

CARINA



- Ensemble pédiatrie composé de :
 - 1 divan d'examen 180 x 60 x 80
 - 1 guéridon,
 - 1 tabouret,
 - 1 marchepied 1 marche.
- Sellerie : 4 coloris au choix (noir, jaune, bleu, vert).




EXISTE AUSSI EN VERSION MIXTE

NEGATOSCOPES MAMMOGRAPHIQUES

PLANILUX

- Conçus spécialement pour la lecture et l'interprétation de clichés mammographiques.
- Tubes fluorescents de type lumière du jour (6000° K)
- Gradateur électronique permettant une variation de la luminance de 6500 à 8400 cd/m²
- Alimentation haute fréquence garantissant une lumière sans scintillement et un gain d'énergie.



SAV PAR NOTRE ÉQUIPE TECHNIQUE DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE DU DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN.

TENSIOMÈTRE GAMMA G5

HEINE

- Léger, antichoc, compact et maniable.
 - Sans latex. Droitier ou gaucher.
 - Précision et fiabilité exceptionnelles.
 - Boîtier moulé en 2 composants thermoplastiques.
 - Garantie : 5 ans.
- Gamma G5 adulte et enfant.*



PARAVENT 3 BATTANTS

BUTTERFLY

ROPIMEX

- Dim. : L. 200 ou L. 150 cm, H. 165 cm avec piétement en H.
- Montage châssis alu., charnière à 360°, pas de champ visuel entre 2 battants.
- Très stable.
- En rideau tendu Staph chek (5 couleurs au choix) pour une désinfection de surface.
- Anti feu M1.



LAMPE D'EXAMEN VISIANO LED 20

HÔPITAUX, DERMATOLOGIE, PETITE CHIRURGIE

WALDMANN

- Garantie : 2 ans (sauf sources lumineuses).

A) 20-2 P TX. Fixations en option. Bras articulé.

B) 20-2 C T1. Version plafond. Bras articulé. (présenté).



LAMPE D'EXAMEN HALOGÈNE TINA

GÉNÉRALISTES, DERMATOLOGUES, GYNÉCOLOGUES

LID

- A 30 cm : 57 000 lux, diamètre éclairé : 5 cm.
- A 50 cm : 23 000 lux, diamètre éclairé : 10 cm.
- A 100 cm : 6 000 lux, diamètre éclairé : 20 cm.
- Longueur de flexible : 650 mm ou 1000 mm.
- En option : pied roulant télescopique, bras mural articulé, équerre murale, étau universel, étau simple.
- Garantie : 3 ans.



STÉTHOSCOPE INFIRMIER

• 3M LITTMANN LIGHTWEIGHT II S.E

- Membrane double fréquence.
- Tubulure à simple conduit qui se plie aisément pour tenir dans une poche.
- Garantie : 2 ans.



• 3M LITTMANN CLASSIC III & CARDIOLOGIE IV

- Haute qualité acoustique.
- Double pavillon adulte et pédiatrique.
- Garantie : 5 ans.



SYSTÈME PLAFONNIER DE SÉPARATION

ROPIMEX

- Grâce à ses nombreux accessoires le système «Vario» réalise toutes les séparations que vous souhaitez.



PARAVENTS TÉLESCOPIQUES

ROPIMEX

- Après utilisation, fermer et pivoter vers le mur.
- Plusieurs tailles et supports possibles.
- Ensemble pivotable



ACCESSOIRES RADIO

RANGEMENT MURAL DES CAPTEURS PLANS

- Permet la protection et le stockage des capteurs plans dans les salles d'imagerie.
- Capteur compatible : 36 x 43- 43 x 43 cm
- Poids : environ 2 Kg



JEU DE TROIS CÔNES LOCALISATEURS

- Permet d'améliorer la qualité image en éliminant le rayon diffusé.
- Aussi utilisé pour la radioprotection, focalisant le rayon X au mieux sur le CC, le praticien est ainsi moins exposé aux rayons diffusés.

Poids : 1,5 Kg.
Longueur : 300, 300, 200 mm
Diamètre : 45, 75, 100 mm.



TABLE RADIOTRANSPARENTTE MOBILE

- Permet de transporter et/ou de positionner un patient pour un examen en radiologie.
- Plateau radiotransparent en trespas de 10 mm d'épaisseur, 2 rails pour la fixation.
- Tiroir auto-centreur à cassettes avec une grille fixe.
- Livré démonté (pieds) en caisse palette.

A) Plateau de 2140 x 690 mm
B) 4 roues diamètre 100 mm.
C) Poids de la table : 78 Kg.
D) Poids maxi autorisé : 150 Kg.



STAND VERTICAL POLYVALENT

Système mobile autonome, permet de positionner un patient dans les salles équipées de capteur numérique.

Données techniques :
Hauteur : 1800 mm.
Largeur : 720 mm.
Profondeur : 600 mm.
En options :
Règle plombée : 120 cm



CALES DE POSITIONNEMENT

- Large gamme de cales, différentes matières et formes possibles. Nous consulter.



PRX POTTER NUMÉRIQUE SYNCHRONISÉ

- Permet tous les examens assis et debout en radiologie conventionnelle.
- Dispositif motorisé et numérique pour capteur plan permet les examens « stitching », grands axes, rachis, goniométrie.



SUPPORT CAPTEUR MOBILE

CAPT'X & CAPT'X EASY

- Peut être positionné en dessous d'une table, d'un brancard, de profil, par dessus un lit pour les clichés en chambre, mais aussi positionner une cassette.
- Support capteur mobile ergonomique, Ultra-compact et autonome.
- Hauteur : de 65 à 171 cm.
- Compatibilité : tous types de cassettes et capteurs.
- Ne prend que très peu de place dans la salle, 0,33 M2.
- Dimensions minimum : L x l x H : 55 x 55 x 65 cm



BERCEAU DE CONTENTION PÉDIATRIQUE AVEC OU SANS ROTATION 0° 45° 90°

Système de contention pédiatrique compatible à tous les services d'imageries médicales.

- Données techniques :
Bandes : 2000 x 60 mm
Plateau : 840 x 340 mm
- Livré de base avec :
1 système complet planche et système d'inclinaison
1 matelas Airbêb'x
4 bandes Magic strips
1 paire de fixe poignets.



ÉCRANS DE DIAGNOSTICS

Large gamme d'écrans de 1 À 10 millions de pixels.



VÊTEMENT DE PROTECTION ANTI-X

DEMI-CHASUBLES

Une gamme complète de chasubles, demi-chasubles, gants, lunettes.
Les gammes sont proposées en plomb et en plomb allégé.
Différentes tailles, couleurs et options sont disponibles.

- Peut être détaché et ôté sans que l'on touche au sarrau stérile.
- Fermeture par sangles, boucles ou velcro.
- Gamme de tablier agréable à porter.
- Tissu souple et résistant à la fois.
- Confort et ergonomie maximale.
- Plomb : 0,35 mm et 0,50 mm.



MAVIC

ACCESSOIRES

Protection mains, thyroïdes, paravents mobiles plombés ou cabine plombée.
Système de fixation des tabliers (mural ou mobile).



PROMEGA

RADIO PROTECTION LOURDE

- Paravent fixe ou cabine ou mobile, vitrée ou pleine, équivalent à 2 mm de plomb.
- Dimensions standard et sur mesure.



« Nous assurons les installations de vos paravents et cabines ainsi que les équipements suspendus. »

AVEZ-VOUS PENSÉ À ÉQUIPER VOTRE CABINET OU CLINIQUE D'UN DÉFIBRILATEUR ?

DÉFIBRILATEURS SEMI-AUTOMATIQUE

DAE DEF-I ET AUTO-DEF

COLSON



- Facile et rapide, même pour des personnes non formées, grâce à un guidage vocal et visuel.
- L'analyse de l'activité cardiaque automatique.
- Délivrance du choc automatique pour le modèle Auto-Def.
- Livré avec : 1 paire d'électrodes adulte et 1 batterie.
- A) Version Def-i, semi-automatique.
- B) Version Auto-Def, automatique.



NOUS CONTACTER POUR PLUS D'INFORMATIONS : 03 87 85 71 04

CONSOMMABLES RADIO

RÉVÊLATEUR/FIXATEUR POUR DÉVELOPEUSE



• Différents formats et conditionnements possibles.

AGFA
HealthCare

FUJIFILM
MEDICAL SYSTEMS

Carestream

CD/DVD IMPRIMABLES

Large gamme de cd Falcon Media & Sony & Heltis.

- CD-R 700 MB, 52X, DVD-R 4.7 GB, 16X
- Carton de 50/100/300 pces.
- Conforme à la directive européenne RoHs et la norme DICOM.



ROULEAUX/PAPIERS THERMIQUES POUR L'ÉCHOGRAPHIE



SONY UPP-110HD, SONY UPP-110HG, SONY UPP-110HA, SONY UPP-110S, SONY UPP-210HD, SONY UPP-210SE, SONY UPT-210BL, SONY UPT-210BL, SONY UPC21S, SONY VIDEOPRINTER PAPIER UPP-725, SONY UPC-55

ENVELOPPES RADIO


Pochette pour radiologies pré-imprimée avec les mentions :

« Ne pas plier – Ne pas rouler – Radiographie Clichés à rapporter en cas de nouvel examen »

- 6 formats les plus répandus sur le marché
- 5 teintes disponibles.
- Impression personnalisée possible.
- Carton de 250 – Enveloppe de 120g.



ÉCRANS ET CASSETTES POUR LA RADIOLOGIE NUMÉRIQUE



1) GAMME AGFA

AGFA
HealthCare

ÉCRANS MD4.0 / MD 4.0 T / MM2.0 / MM 3.0 (MAMMO) / CR10 / CR HM 5.0 ET CASSETTES MD 4.0 / MD 4.0 T / MD 4.2 / WEEDLE/MD1.0/NIP

2) GAMME FUJI

FUJIFILM
MEDICAL SYSTEMS

ÉCRANS STVI + HR-BD (DUAL MAMMO) ET CASSETTES TYPE CC / DM

3) GAMME CARESTREAM

Carestream

ÉCRANS + CASSETTES / POUR SYSTÈMES POC, CR500, CR8XX, CR9XX, EHRM2, EHRM3,...

ÉCRANS ET CASSETTES POUR LA RADIOLOGIE CONVENTIONNELLE



1) GAMME AGFA

AGFA
HealthCare

ORTHO + ÉCRANS / MAMMO + ÉCRANS REGULAR, MEDIUM, FAST, FNE, HDS (MAMMO)

2) GAMME CARESTREAM

Carestream

KODAK : ÉCRANS + CASSETTES / POUR SYSTÈMES MIN-R/ LANEX.

FILM DE RADIOLOGIE AGFA



AGFA
HealthCare

1) FILM CONVENTIONNEL/BOÎTE DE 100 FILMS : HTG - HTL

18x 24 cm, 24 x 30 cm, 20 x 40 cm, 30 x 40 cm, 35 x 35 cm, 36 x 43 cm, 30 x 90 cm (boîte de 25 films), 30 x 120 cm (boîte de 25 films)

2) FILM MAMMO/BOÎTE DE 100 FILMS : HDR-HDRC-HDRC+

18 x 24 cm, 24 x 30 cm

3) FILM NUMÉRIQUE/BOÎTE DE 100 FILMS DT2B-DT2B MAMMO

20 x 25 cm, 25 x 30 cm, 28 x 35 cm, 35 x 43 cm

FILM DE RADIOLOGIE CARESTREAM



Carestream

1) FILM CONVENTIONNEL/ BOÎTE DE 100 FILMS : T-MATG-T-MATL MXG/MXB

18x 24 cm, 24 x 30 cm, 20 x 40 cm, 30 x 40 cm, 35 x 35 cm, 36 x 43 cm, 30 x 90 cm (boîte de 25 films), 30 x 120 cm (boîte de 25 films)

2) FILM MAMMO/ BOÎTE DE 100 FILMS : MINR 2000 +/MINR EV/MINR S

18 x 24 cm, 24 x 30 cm,

3) FILM NUMÉRIQUE BOÎTE DE 125 FILMS : DVB/DVM/DVM+/TRIMAX

20 x 25 cm, 25 x 30 cm, 28 x 35 cm, 35 x 53 cm

FILM DE RADIOLOGIE FUJI



FUJIFILM
MEDICAL SYSTEMS

1) FILM CONVENTIONNEL/ BOÎTE DE 100 FILMS : HTR + SUPER RX

18x 24 cm, 24 x 30 cm, 20 x 40 cm, 30 x 40 cm, 35 x 35 cm, 36 x 43 cm, 30 x 90 cm (boîte de 25 films), 30 x 120 cm (boîte de 25 films)

2) FILM MAMMO/ BOÎTE DE 100 FILMS : ADM/ VM-MA

18 x 24 cm, 24 x 30 cm

3) FILM NUMÉRIQUE/BOÎTE DE 150 FILMS : DIHL/DIAL/DIHT/DIAT/DIML

20 x 25 cm, 25 x 30 cm, 28 x 35 cm, 36 x 43 cm



NOUS CONTACTER POUR PLUS D'INFORMATIONS : 03 87 85 71 04



MEDICAL**SYSTEM**

Un partenaire à votre écoute
Un choix de matériel adapté à vos besoins
Une équipe de techniciens intégrés
Certifié ISO 9002 par Bureau Veritas

TEL : 03 87 85 71 04
EMAIL : INFO@MEDICAL-SYSTEM.COM



CONSEILS PERSONNALISÉS

Notre équipe commerciale et technique est là pour répondre à vos besoins.

MAINTENANCE ET SAV

Interventions rapides par notre propre équipe technique formée par les constructeurs.



LIVRAISONS

Nos techniciens vous livrent dans les plus brefs délais pour mettre en place vos dispositifs.

www.medical-system.com

117 rue Robert Bunsen ZAC Technopôle Forbach Sud F-57460 BEHREN LES FORBACH
Tel : 03 87 85 71 04 Fax : 03 87 87 15 35
Email : info@medical-system.com

ÉDITION 09/2017

MEDICAL**SYSTEM**